


Anti-Vdac2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45880

Número do item: CM0024368



introdução

VDAC2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Reconhece o canal de íons dependente de voltagem não seletivo VDAC2, uma porina da membrana externa mitocondrial envolvida no transporte de íons e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	POR; VDAC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7417
GeneID	7417
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VDAC2 humano (NP_003366.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45880
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo