

Anticorpo Monoclonal Anti-Vdac3 (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y277

Número do item: CM0012691

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho VDAC3 (validado por KD) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo o canal iônico da membrana mitocondrial externa envolvido no transporte e na fertilidade masculina. SWISS: Q9Y277.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho VDAC3
Observações/Apelido	VDAC-3; HD-VDAC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7419
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VDAC3 humano (NP_005653.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y277
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo