

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vdac3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y277

Número do item: CM0015611

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VDAC3 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta VDAC3 humano e de rato; ideal para pesquisa de função mitocondrial e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7419
GeneID	7419
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-283 do VDAC3 humano (NP_005653.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y277
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de Gelo