


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Vdr Para Wb, Elisa - P11473

Número do item: CM0003946



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao VDR humano, validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudar a sinalização da vitamina D3, homeostase do cálcio e função do receptor de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDR Rabbit mAb
Observações/Apêndices	NR1I1; PPP1R163; VDR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do VDR humano (NP_000367.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11473
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de Gelo