


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Vdr Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11473

Número do item: CM0004245



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho VDR validado em WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta o receptor de vitamina D3 (~48kDa) humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de homeostase do cálcio, regulação da transcrição e sinalização de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDR Rabbit mAb
Observações/Apelido	NR1I1; PPP1R163; VDR
Espécie	Humano
GeneID	7421
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11473
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo