


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vdr Para Wb, If/Icc, Elisa - P11473

Número do item: CM0021551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao VDR humano (receptor da vitamina D3), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a transcrição mediada pela vitamina D3 e a homeostase do cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VDR pAb de coelho
Observações/Apelido	NR1I1; PPP1R163; VDR
Espécie	Humana
GeneID	7421
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do VDR humano (NP_000367.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P11473
Peso da proteína	48 kDa
Transporte	Bolsa de gelo