

Anticorpo Policlonal Anti-Ve Caderina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33151

Número do item: CM0015601

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à VE-caderina humana (CDH5, CD144) para aplicações em WB, IHC-P, ELISA. Detecta VE-caderina humana e de camundongo, adequado para pesquisa em biologia de células endoteliais e vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VE Caderina Coelho pAb
Observações/Apêndice	7B4; CD144; VE Caderina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1003
GeneID	1003
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 621-784 da VE Caderina humana (NP_001786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Envio	Bolsa de Gelo