

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ve Caderina Para Wb, Elisa - P33151

Número do item: CM0018698

introdução

VE Caderina Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho, validado para WB e ELISA. Reage com VE Caderina (CD144) humana e de camundongo, uma proteína de adesão endotelial chave (SWISS P33151).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VE Caderina Rabbit pAb
Observações/Apêndices	7B4; CD144; VE Caderina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1003
GeneID	1003
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 259-358 da VE Caderina humana (NP_001786.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Envio	Bolsa de Gelo