

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ve-Caderina Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33151 / P55284

Número do item: CM0002778

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta qualidade direcionado à VE-Caderina (CDH5). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Suporta biologia de células endoteliais e pesquisa vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VE-Caderina Coelho PolymAb®
Observações/Apêndice	7B4; CD144
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1003
ID do Gene	1003/12562
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 259-358 da VE Caderina humana (NP_001786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P33151/P55284
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo