


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vegf-D Para Wb, Elisa - O43915

Número do item: CM0003564



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao VEGF-D humano (FIGF) para Western blotting e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato, sendo adequado para estudos de angiogênese, linfangiogênese e permeabilidade vascular entre espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGF-D Coelho mAb
Observações/Alias	FIGF; VEGF-D
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2277
GeneID	2277
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do VEGF-D humano (O43915)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43915
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo