

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vegf-D Para Wb E Elisa - O43915

Número do item: CM0017929



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-VEGF-D tem como alvo o fator de crescimento endotelial vascular D humano (FIGF), sendo ideal para WB e ELISA. Este anticorpo auxilia pesquisas sobre angiogênese e linfangiogênese, sendo produzido para oferecer desempenho consistente.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VEGF-D pAb de coelho
Observações/Alias	FIGF; VEGF-D
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2277
GeneID	2277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-220 do VEGF-D humano (NP_004460.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O43915
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo