


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vegf Para Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Número do item: CM0004342



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-VEGF validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta VEGF humano, de camundongo e de rato (15-27/34-45 kDa). Ideal para pesquisas sobre angiogênese e hipóxia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGF Rabbit mAb
Observações/Apelido	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, fator de crescimento endotelial vascular A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7422
GeneID	7422
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-135 do VEGF humano (NP_001165094.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15692
Peso da Proteína	15-27kDa/34-45kDa
Envio	Saco de gelo