

Anticorpo Policlonal Anti-Receptor De Vegf 2 Para Wb, Elisa - P35968

Número do item: CM0026648



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Receptor de VEGF 2 humano (KDR/FLK1), validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Valioso para pesquisa em angiogênese, biologia vascular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Receptor de VEGF 2
Observações/Apêndice	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Receptor de VEGF 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3791
GeneID	3791
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1150-1250 do Receptor de VEGF 2 humano (NP_002244.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Remessa	Em saco de gelo