


Anticorpo Policlonal Anti-Vegf Receptor 2 Para Wb, Elisa - P35968

Número do item: CM0014829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VEGF Receptor 2 (KDR/FLK1/CD309) validado para Western blot e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante (aa 1147-1356). Ideal para pesquisa em angiogênese e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
Observações/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3791
GeneID	3791
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1147-1356 do VEGF Receptor 2 humano (NP_002244.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35968
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Gelo reciclável