

Anticorpo Policlonal Anti-Vegfa Para Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Número do item: CM0012979



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra VEGFA (VPF, VEGF) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em angiogênese e hipóxia. - P15692

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFA Rabbit pAb
Observações/Apelido	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7422
GeneID	7422
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 91-191 do VEGFA humano (NP_001165097.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15692
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo