

Anticorpo Policlonal Anti-Vegfb Para Wb, If/Icc, Elisa - P49765

Número do item: CM0020978



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VEGFB humano. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Tem como alvo o fator de crescimento endotelial vascular B, um regulador chave da angiogênese e função das células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFB Coelho pAb
Observações/Apelido	VRF; VEGFL; VEGFB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-121 do VEGFB humano (NP_003368.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P49765
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo