

Anticorpo Policlonal Anti-Vegfb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49765

Número do item: CM0015955



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VEGFB humano (VRF, VEGFL). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de angiogênese e cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFB Rabbit pAb
Observações/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7423
ID do Gene	7423
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VEGFB de camundongo (NP_035827.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49765
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo