


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vegfc (Flt4-L, Vrp) Para Wb E Elisa - P49767

Número do item: CM0006504



introdução

O CamelBio VEGFC Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal de alta especificidade para WB e ELISA. Reconhece o VEGFC humano dentro dos aminoácidos 112-227. Ideal para pesquisa em angiogênese, linfangiogênese e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFC Rabbit mAb
Observações/Apelido	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7424
GeneID	7424
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 112-227 do VEGFC humano. (NP_005420.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49767
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo