


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vegfc Para Wb, Elisa - P49767

Número do item: CM0025778



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VEGFC para Western blot e ELISA. Detecta VEGFC (47 kDa) humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de angiogênese e linfangiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFC pAb de Coelho
Observações/Apelido	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7424
ID do Gene	7424
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do VEGFC humano (NP_005420.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49767
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo