

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vegfr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17948

Número do item: CM0013031



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra VEGFR1 humano (FLT-1), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre angiogênese, câncer e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VEGFR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2321
GeneID	2321
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do VEGFR1 humano (NP_002010.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P17948
Peso da proteína	151 kDa
Envio	Bolsa de gelo