


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vegfr1/Flt-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17948

Número do item: CM0014324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a VEGFR1 (FLT-1). Validado para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de pesquisa em angiogênese, desenvolvimento vascular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2321
GeneID	2321
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1100-1180 da VEGFR1 humana (NP_002010.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17948
Peso da Proteína	151kDa
Transporte	Bolsa de gelo