

Anticorpo Monoclonal Anti-Vegfr2/Cd309 Para Fc - P35968

Número do item: CM0008114



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fluorescente () contra VEGFR2/CD309 humano (KDR/FLK1), validado para citometria de fluxo (FC). Detecta a tirosina quinase receptora envolvida na angiogênese e no desenvolvimento vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano VEGFR2/CD309
Observações/Apelido	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3791
ID do Gene	3791
Imunógeno	Proteína recombinante de VEGFR2/CD309 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Envio	Em saco de gelo