

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 Para Wb E Elisa - P35918

Número do item: CM0022151

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309. Validado para Western Blot e ELISA com amostras de camundongo. Tem como alvo o receptor 2 do fator de crescimento endotelial vascular, crucial para a pesquisa sobre angiogênese. Reagente de alta qualidade para o estudo da angiogênese, do desenvolvimento vascular e das vias de sinalização do VEGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 Rabbit pAb
Observações/Alias	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3791
ID do gene	16542
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-762 do VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 de camundongo (NP_034742.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P35918
Peso da proteína	150 kDa
Transporte	Bolsa de gelo