


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Vegfr3/Flt4 Para Wb E Elisa - P35916

Número do item: CM0016123



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra VEGFR3/FLT4 humano, validado para WB e ELISA. Alvo de um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1230-1329. Adequado para pesquisa em linfangiogênese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFR3/FLT4 Rabbit pAb
Observações/Alias	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2324
ID do Gene	2324
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1230-1329 de VEGFR3/FLT4 humano (NP_891555.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35916
Peso da Proteína	153kDa
Envio	Bolsa de gelo