

Anticorpo Policlonais Anti-Ventx Para Wb, Elisa - 095231

Número do item: CM0026937

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VENTX humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia do desenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VENTX Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27287
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 da VENTX humana (NP_055283.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095231
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo