

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Veph1 Para Wb, Elisa - Q14D04

Número do item: CM0031080

introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho anti-VEPH1 validado para WB, ELISA. Reage com VEPH1 humano e de camundongo, uma proteína de membrana que inibe a sinalização TGF-beta, FOXO, Hippo e Wnt. Ideal para pesquisa em Dxl e fornecimento em grandes quantidades.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEPH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79674
GeneID	79674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 448-547 da VEPH1 humana (NP_078897.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14D04
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo