

## Anticorpo Monoclonal Anti-Versicano Para Wb, Elisa - P13611

Número do item: CM0002539

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Versicano (CSPG2) humano. Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Imunógeno recombinante mapeado para aa 3200-3396. Ideal para pesquisa de matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Versicano Rabbit mAb                                                                                                        |
| Observações/Alias   | WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID              | 1462                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3200-3396 do Versicano humano (P13611) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                          |
| SWISS               | P13611                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 373kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                               |