

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Versican Para Wb, If-P, Elisa - P13611

Número do item: CM0022046

introdução

Anticorpo policlonal de coelho versican validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta versican humano, de rato e de rato (373 kDa). Ideal para pesquisa de matriz extracelular, motilidade celular e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Versican Rabbit pAb
Observações/Apelido	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1462
GeneID	1462
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1400-1586 do Versican humano (NP_004376.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13611
Peso Proteico	373kDa
Envio	Saco de gelo