

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Vgll3 Para Wb E Elisa - A8Mv65

Número do item: CM0016183

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao cofator de transcrição VGLL3 humano. Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade para rato. Ideal para estudos de regulação gênica placentária e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VGLL3 Coelho pAb
Observações/Apêndices	VGL3; VGL-3; VGLL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	389136
GeneID	389136
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	A8MV65
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo