


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vgll4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q80V24

Número do item: CM0019211



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Vgll4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa do cofator de transcrição Vgll4. Imunógeno recombinante (aa 1-287).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Vgll4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VGL-4, Vgll4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	9686
GeneID (Camundongo)	232334
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-287 de Vgll4 de camundongo (NP_808351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q80V24
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Saco de gelo