

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Vglut1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9P2U7

Número do item: CM0020903

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-VGLUT1 para aplicações WB, IF-P, ELISA. Validado para Humano, Camundongo e Rato. Tem como alvo o transportador vesicular de glutamato 1 (SLC17A7) para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VGLUT1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57030
GeneID	57030
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VGLUT1 humano (NP_064705.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2U7
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo