

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vglut2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P E Elisa - Q9P2U8

Número do item: CM0009910

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra VGLUT2 humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA em tecidos humanos, de camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte de glutamato em vesículas sinápticas e neurônios excitatórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VGLUT2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DNPI; VGLUT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57084
GeneID	57084
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 483-582 do VGLUT2 humano (NP_065079.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2U8
Peso Proteico	64kDa
Transporte	Bolsa de Gelo