


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vhl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Número do item: CM0022103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína supressora de tumores humana VHL. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de ubiquitinação e da via HIF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VHL Rabbit pAb
Observações/Apelido	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7428
ID do Gene	7428
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VHL humano (NP_937799.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P40337
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo