


Anti-Vhl Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Número do item: CM0017122



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o VHL (pVHL, RCA1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos da via HIF e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VHL Rabbit pAb
Observações/Apelido	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7428
GeneID	7428
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 87-186 do VHL humano (NP_000542.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40337
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo