

## Anticorpo Monoclonal Anti-Biii-Tubulina Para If, Ihc, Elisa - Q13509

Número do item: CM0002273



### introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo direcionado ao TUBB3 humano ( $\beta$ III-Tubulina, Q13509). Verificado para IF, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Essencial para estudos de desenvolvimento neuronal, orientação axonal e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | $\beta$ III-Tubulina mAb de Camundongo                                                                                                       |
| Observações/Apelidos | CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [Validado por KD] $\beta$ III-Tubulina                                                 |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)      | 10381                                                                                                                                        |
| GeneID               | 10381                                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-260 do TUBB3 humano (Q13509). |
| Origem               | Camundongo                                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                       |
| Aplicação            | IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                     |
| SWISS                | Q13509                                                                                                                                       |
| Peso da Proteína     | 50 kDa                                                                                                                                       |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                |