

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Biii-Tubulina Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q13509

Número do item: CM0003139



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a β III-tubulina humana (TUBB3), validado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho β III-Tubulina
Observações/Apelido	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10381
GeneID	10381
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13509
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Saco com gelo