

Anticorpo Monoclonal Anti-Biii-Tubulina (Tubb3) Para Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - Q13509

Número do item: CM0007312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti- β III-Tubulina validado por KO para WB, IP, IF, IHC, ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de orientação axonal e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de coelho anti- β III-Tubulina
Observações/Alíás	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, cadeia beta-3 da tubulina, cadeia beta-4 da tubulina, beta-III-tubulina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10381
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 351-450 da β III-Tubulina (NP_006077.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q13509
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo