

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Villin-1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09327

Número do item: CM0006757



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Villin-1 humano, validado para aplicações de WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com amostras de humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo da dinâmica de actina, biologia de células epiteliais e estrutura de microvilosidades.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Villin1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	VIL; D2S1471; Villin1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7429
GeneID	7429
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-827 do Villin1 humano (NP_009058.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09327
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo