

## Anticorpo Monoclonal Anti-Villin Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Número do item: CM0004774



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a Villin-1 humana para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, adequado para estudar o citoesqueleto de actina no epitélio intestinal e renal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | Villin Rabbit mAb                                                                                                          |
| Observações/Pseudônimo | VIL; D2S1471; Villin                                                                                                       |
| Espécie                | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene             | 7429                                                                                                                       |
| Imunogénio             | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-827 da Villin1 humana (NP_009058.2) |
| Fonte                  | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria              | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação              | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada    | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                  | P09327                                                                                                                     |
| Peso da Proteína       | 93kDa                                                                                                                      |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                                                               |