

Anticorpo Monoclonal Anti-Villina1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Número do item: CM0003177



introdução

Anticorpo monoclonal contra Villin1 (VIL; D2S1471) validado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a função da proteína ligante de actina, formação de microvilosidades e biologia de células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Villin1 mAb de camundongo
Observações/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Espécie	Humano
GeneID	7429
Imunógeno	Proteína recombinante de Villin1 humana
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09327
Peso da Proteína	93kDa
Transporte	Bolsa de gelo