


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vimentina (Fosfo S83) Para Wb E Elisa - P08670

Número do item: CM0001012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra vimentina em S83, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de células mesenquimais, citoesqueleto e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Vimentina-S83 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VIM; CTRCT30; HEL113; vimentina; Fosfo-Vimentina-S83
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7431
GeneID	7431
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S83 da VIM humana (NP_003371.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08670
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo