


Anticorpo Policlonal Anti-Vimentina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Número do item: CM0030107



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Vimentina humana, de rato e de camundongo, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a proteína de filamento intermediário de 54kDa envolvida na migração celular, suporte estrutural e integridade tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Vimentina Coelho pAb
Observações/Apelido	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7431
ID do Gene	7431
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Vimentina humana (NP_003371.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08670
Peso Proteico	54kDa
Transporte	Saco de gelo