


Anti-Vinculin [Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18206

Número do item: CM0009122



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Vinculin para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta vinculina humana, de camundongo e de rato. Validado por KD; adequado para pesquisas de adesão celular e adesão focal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Vinculina mAb de Coelho
bservações/Apelido	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7414
GeneID	7414
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 da Vinculina humana (NP_054706.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18206
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco com gelo