


Anticorpo Monoclonal Anti-Vinculina Para Wb, If-P, Elisa - P18206

Número do item: CM0011431



introdução

Anticorpo monoclonal anti-vinculina de coelho validado para WB, IF-P e ELISA. Reage com a vinculina humana, de camundongo e rato (Swiss-Prot: P18206). Ideal para estudos de adesão celular, adesões focais e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Vinculin Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7414
ID do Gene	7414
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 da vinculina humana (NP_054706.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18206
Peso da Proteína	124kDa
Transporte	Bolsa de gelo