


Anticorpo Monoclonal Anti-Vinculina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18206

Número do item: CM0007505



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Vinculina validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta vinculina (P18206) humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre adesão celular, adesão focal e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Vinculina mAb de Coelho
Observações/Apelido	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7414
GeneID	7414
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18206
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo