


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vinculina Para Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Número do item: CM0021172



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Vinculina de alta qualidade validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Específico para vinculina humana, de rato e de camundongo (P18206). Ideal para pesquisa de adesão celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Vinculina pAb de Coelho
Observações/Apelido	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7414
GeneID	7414
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 da Vinculina humana (NP_054706.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18206
Peso Proteico	124kDa
Envio	Em saco de gelo