


Anticorpo Monoclonal Anti-Vip Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01282

Número do item: CM0006589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-VIP de alto desempenho para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta VIP humano, um neuropeptídeo envolvido na vasodilatação, função do SNC e relaxamento do músculo liso. Ideal para pesquisas em neurociência e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VIP Rabbit mAb
Observações/Apelido	PHM27; VIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7432
GeneID	7432
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01282
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo