


Anticorpo Policlonal Anti-Vipr1 Para Wb, Elisa - P32241

Número do item: CM0014721



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VIPR1 (receptor VPAC1) para Western Blot e ELISA. Tem como alvo o VIPR1 humano, um receptor acoplado à proteína G ativado por VIP e PACAP. Imunógeno: aa 31-150.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VIPR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	II; HVR1; RDC1; V1RG; VIPR; VIRG; VAPC1; VPAC1; VPAC1R; VIP-R-1; VPCAP1R; PACAP-R2; PACAP-R-2; VIPR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7433
GeneID	7433
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-150 do VIPR1 humano (NP_004615.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P32241
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo