

Anticorpo Policlonal Anti-Virma/Kiaa1429 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Número do item: CM0020760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o VIRMA/KIAA1429 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Ideal para estudar metilação m6A e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VIRMA/KIAA1429 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25962
ID do Gene	25962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1400-1700 do KIAA1429 humano (NP_056311.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q69YN4
Peso da Proteína	202kDa
Envio	Saco com gelo