


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vista/B7-H5/Gi24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7M9

Número do item: CM0020833



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à VISTA humana (B7-H5/Gi24/PD-1H), um receptor de checkpoint imunológico negativo. Adequado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com rato. Oferece suporte à imuno-oncologia e ao desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VISTA / B7-H5 / Gi24 pAb de coelho
Observações/Apelidos	VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; Gi24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; receptor imunorregulador V-set; VISTA / B7-H5 / Gi24
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64115
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-194 da VISTA / B7-H5 / Gi24 humana (NP_071436.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9H7M9
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo